

# 1200°C Forno A Tubo Diviso Forno A Tubo Di Quarzo Da Laboratorio Con Tubo Di Quarzo

Numero articolo: KT-TF12



## introduzione

Scoprite il forno a tubo diviso da 1200°C di KINTEK con tubo al quarzo per applicazioni di laboratorio precise ad alta temperatura. Personalizzabile, resistente ed efficiente. Acquistate subito il vostro!

[Ulteriori informazioni](#)

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Modello del forno                          | KT-TF12                                               |
| Temperatura massima                        | 1200°C                                                |
| Temperatura di lavoro costante             | 1100°C                                                |
| Materiale del tubo del forno               | Quarzo di elevata purezza                             |
| Diametro del tubo del forno                | 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 mm          |
| Lunghezza della zona di riscaldamento      | 300 / 450 / 600 / 800 mm                              |
| Soluzione di tenuta sotto vuoto            | Flangia SS 304 con O ring                             |
| Pressione nominale del vuoto               | 0,001Pa/10E5 torr                                     |
| Pressione nominale positiva                | 0,02Mpa/150 torr                                      |
| Materiale della camera                     | Fibra di allumina giapponese                          |
| Elemento di riscaldamento                  | Bobina di filo Cr2Al2Mo2                              |
| Velocità di riscaldamento                  | 0-20°C/min                                            |
| Sensore di temperatura                     | Costruito in coppia termica di tipo K                 |
| Regolatore di temperatura                  | Controllore PID digitale/controllore PID touch screen |
| Precisione del controllo della temperatura | ±1°C                                                  |
| Uniformità della temperatura               | ±5°C                                                  |
| Alimentazione elettrica                    | AC110-220V, 50/60HZ                                   |

Altre dimensioni del tubo di quarzo e lunghezze della zona di riscaldamento possono essere personalizzate. [Informarsi sulle opzioni di personalizzazione.](#)

| No. | Descrizione                      | Quantità |
|-----|----------------------------------|----------|
| 1   | Fornace                          | 1        |
| 2   | Tubo di quarzo                   | 1        |
| 3   | Flangia per il vuoto             | 2        |
| 4   | Blocco termico del tubo          | 2        |
| 5   | Gancio del blocco termico a tubo | 1        |
| 6   | Guanto resistente al calore      | 1        |

