

Personalizzato Lavorato Modellato Ptfe Teflon Parti Produttore Per Laboratorio Ito Fto Conduttivo Vetro Pulizia Cesto Fiore

Numero articolo: PL-1013



introduzione

Cestelli floreali in PTFE di elevata purezza per semiconduttori e laboratori. Resistenti agli agenti chimici, disponibili con design personalizzati. Ideali per wafer di silicio e substrati di vetro.

[Ulteriori informazioni](#)

Diametro*larghezza scanalatura*lunghezza scanalatura*capacità applicabile

60 mm*1,5 mm*16 mm*250 ml becher/20 pezzi

60mm*2,5mm*16mm*250ml becher/20 pezzi

60mm*1,5mm*21mm*250ml becher/20 pezzi

60mm*2,5mm*21mm*250ml becher/20 pz.

80mm*1.5mm*26mm*500ml becher/20 pz.

80mm*2.5mm*26mm*500ml becher/20 pezzi

80mm*1.5mm*31mm*500ml becher/20 pezzi

80mm*2.5mm*31mm*500ml becher/20 pezzi

Bicchieri da 90 mm*2,5 mm*41 mm*1000 ml/22 pezzi