

Piatti Di Evaporazione In Ptfе Personalizzati Per Diverse Applicazioni

Numero articolo: PL-1004



introduzione

Piastre di evaporazione in PTFE di elevata purezza per laboratori, resistenti agli acidi e ai solventi. Antiaderenti, durevoli, ideali per la preparazione dei campioni. Dimensioni personalizzate disponibili. Ordinate ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Capacità (mL)	Altezza (mm)	Diametro interno (mm)
50	40	80
100	47	91
150	46	105