

Vasche Di Digestione A Microonde In Ptfе Personalizzate Per Applicazioni Esigenti

Numero articolo: PL-1003



introduzione

Recipienti di digestione a microonde in PTFE ad alta purezza per una preparazione del campione sicura e priva di contaminazioni. Ideali per ICP-MS, AAS e analisi in tracce. Sono disponibili misure personalizzate.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche del prodotto	Diametro della bocca interna (mm)	Diametro del corpo (mm)	Altezza con coperchio (mm)
Vaso di digestione in PTFE 30ml	25	42	105
Vaschetta di digestione in PTFE da 50 ml	29	47	110
Vaschetta di digestione in PTFE da 100 ml	50	62	143
Vaschetta di digestione in PTFE da 200 ml	53	69	163