

Piatti Di Evaporazione Poco Profondi In Ptfе Personalizzati Per Diverse Applicazioni

Numero articolo: PL-1002



introduzione

Piatto di evaporazione poco profondo in PTFE ad alta purezza per laboratori. Resistente agli agenti chimici, antiaderente, ideale per l'evaporazione dei campioni. Sono disponibili misure personalizzate. Ordinate ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Diametro esterno del fondo (mm)	Diametro interno della bocca (mm)	Altezza totale (mm)	Spessore del fondo (mm)	Spessore della parete (mm)
Tipo a profondità ridotta 20 mm	20	15	10	5	2.5
Tipo corto 30 mm	30	25	10	5	2.5
Tipo a bassa profondità 40 mm	40	30	10	5	5
Tipo a bassa profondità 50 mm	50	40	10	5	5
Tipo a bassa profondità 60 mm	60	50	10	5	5
Tipo a bassa profondità 70 mm	70	60	10	5	5
Tipo a bassa profondità 80 mm	80	70	10	5	5
Tipo a bassa profondità 90 mm	90	80	10	5	5
Tipo a bassa profondità 100 mm	100	90	10	5	5