

Personalizzato Ptfte Teflon Parti Produttore Altezza Regolabile Fiore Cesto

Numero articolo: PL-1014



introduzione

Cestelli per fiori ad altezza regolabile in PTFE ad alta purezza per semiconduttori e laboratori. Resistenti agli agenti chimici, antiaderenti e personalizzabili. Acquistate il vostro oggi stesso!

[Ulteriori informazioni](#)

Esempio di configurazioni standard (diametro esterno x lunghezza della scanalatura x larghezza):

45 mm*30 mm*1,5 mm 5 scanalature

60 mm*50 mm*1,5 mm 6 scanalature

80 mm*65 mm*1,5 mm 8 scanalature

Completamente personalizzabile: La larghezza e la lunghezza delle fessure, il numero di fessure e l'assemblaggio in più pezzi possono essere adattati alle vostre esatte specifiche.