

Matraci Volumetrici In Ptfе Personalizzati Per Uso Scientifico E Industriale Avanzato

Numero articolo: PL-1018



introduzione

Matraci volumetrici in PTFE di qualità superiore per i laboratori - resistenti agli agenti chimici, antiaderenti e con misure precise. Ideali per semiconduttori, applicazioni mediche e analitiche. Acquista ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Volume (mL)	Diametro interno della bocca (mm)	Diametro esterno massimo (mm)	Altezza totale (mm)	Peso (g)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965